



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM

QUY TRÌNH NHẬN MẪU VÀ TRẢ KẾT QUẢ

1. Nhận bệnh phẩm:

- Nhân viên phòng lấy mẫu, các khoa có trách nhiệm lấy mẫu bệnh phẩm của người bệnh tại khoa và phòng khám mang đến giao cho khoa xét nghiệm
- Nhân viên nhận mẫu kiểm tra đối chiếu thông tin phiếu chỉ định và thông tin trên ống mẫu đầy đủ, đảm bảo số lượng chất lượng theo yêu cầu cấp mã barcode vào sổ nhận mẫu có ký giao nhận(người giao người nhận)

2. Trả kết quả:

2.1 Phòng khám;

- Mẫu máu nhận từ 7h15 – 7h30: trả từ 8h30 – 9h
- Mẫu máu nhận từ 8h – 8h30: trả từ 9h – 9h30
- Mẫu máu nhận từ 9h – 9h30: trả từ 10h – 10h30
- Mẫu máu nhận từ 10h – 10h30: trả từ 11h – 11h30
- Mẫu máu nhận từ 11h trở đi trả kết quả vào đầu giờ chiều

2.2 Khoa;

- Mẫu máu nhận trước 6h sáng trả từ 7h – 7h 30
- Mẫu nhận sau 7h30 trả kết quả về khoa đầu giờ chiều
- Mẫu máu cấp cứu, sau nhận mẫu 30 -45p nơi gửi mẫu đến nhận kết quả tại khoa xét nghiệm

Chú ý:

- Trong các sự cố không mong muốn như mất mạng, sự cố máy xét nghiệm khoa xét nghiệm báo lý do không trả được kết quả đúng giờ thì nhân viên lấy mẫu các phòng khám có trách nhiệm giải thích với người bệnh và hẹn giờ trả kết quả.

Lãnh đạo Bệnh viện



Bs CKII. Vũ Hùng Vương

Khoa xét nghiệm

BS CKI. Lê Việt Quang



BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG
KHOA XÉT NGHIỆM

QUY TRÌNH LẤY MẪU XÉT NGHIỆM

1. Cách lấy mẫu xét nghiệm sinh hóa:

- Thường lấy máu tĩnh mạch, trường hợp đặc biệt có thể lấy máu động mạch hoặc mao mạch (trước khi lấy máu người bệnh nên được nghỉ 15p)

1.1 Lấy máu tĩnh mạch:

- Thường lấy máu tĩnh mạch khử tay. Tư thế người bệnh nằm hoặc ngồi, tay duỗi thoải mái trên gối cứng. Dùng giấy ga rô thắt ở vị trí trên khủ 2-3cm, sát khuẩn, chọc kim vào tĩnh mạch, kéo nhẹ bơm tiêm để kiểm tra xem kim đã chắc chắn vào tĩnh mạch hay chưa. Bỏ giấy ga rô rồi mới lấy máu để tránh hiện tượng ứ máu làm tăng các chất có trong máu gây ảnh hưởng kết quả một số xét nghiệm.
- Cho máu vào ống nghiệm để sát mũi vít kim tiêm vào thành ống nghiệm bơm nhẹ máu vào ống nghiệm tránh vỡ hồng cầu máu.

1.2 Ống nghiệm và bảo quản:

- Ống nghiệm Heparin (nắp đen) ghi đầy đủ thông tin người bệnh theo trên giấy chỉ định
- Lấy đủ số lượng máu để làm xét nghiệm, căn cứ vào số lượng xét nghiệm được chỉ định lấy máu thường từ 2ml nếu có xét nghiệm sàng lọc, miễn dịch lấy 3ml
- Lắc nhẹ ống nghiệm để trộn đều chất chống đông không lắc mạnh quá làm vỡ hồng cầu
- **Chú ý:** Vận chuyển mẫu tới nơi làm xét nghiệm ngay sau khi lấy mẫu

Khoa xét nghiệm



Lãnh đạo Bệnh viện

K/T GIÁM ĐỐC
Vũ Hùng Vương

BS CKI. Lê Việt Quang

Bs CKII. Vũ Hùng Vương

