

Số: 88 /TB-BV

Hà Giang, ngày 02 tháng 8 năm 2016

THÔNG BÁO

Triển khai dịch vụ kỹ thuật Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán và Triển khai các xét nghiệm sinh hóa, huyết học trên hệ thống máy mới

Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-SYT ngày 12/02/2014 của Giám đốc Sở y tế Hà Giang về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh được thực hiện tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện;

Căn cứ Quyết định số 253/QĐ-TMH ngày 30/6/2016 của Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương về việc cử cán bộ chuyên môn đi chuyển giao kỹ thuật theo quyết định 1816/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang triển khai một số dịch vụ kỹ thuật phục vụ người bệnh năm 2016 cụ thể như sau:

1. Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán

* *Giá trị của Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán:*

Hiện nay những tổn thương khi thực hiện bằng phẫu thuật về tai mũi họng tại các Bệnh Viện bệnh nhân sẽ được gây mê, soi treo bằng ống cứng để cắt hạt, polype, nang nước. Bệnh nhân phải chịu nhiều áp lực từ việc “mở xẻ”, mất nhiều thời gian và công sức vì phải nhập viện.

Ống nội soi mềm có thể gấp góc theo cần điều chỉnh tự động. Ưu điểm của loại này là ít gây đau nên có thể đưa vào các hốc nhỏ dễ hơn, quan sát rõ các góc ngách do tính chất gấp góc, Có thể nội soi cho trẻ em hay cho những trường hợp họng phản xạ hoặc nắp thanh thiệt bị cụp quá, bệnh nhân liệt

Áp dụng kỹ thuật mới trong nội soi chẩn đoán – điều trị các bệnh lý vùng thanh quản, nội soi ống mềm đã phát huy được vai trò tối ưu trong việc phát hiện và điều trị các bệnh lý ở hai dây thanh như bám sinh thiết, cắt hạt xơ dây thanh, nang dây thanh, polip dây thanh... Ngoài ra nội soi ống mềm thủ thuật nhẹ nhàng, không đau, nhanh chóng, hình ảnh nội soi cực kỳ rõ nét.

Mức thu: **156.000đ** (Giá áp dụng từ 01/3/2016 (gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù) Ban hành tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính)

Tại mục: VIII. Tai Mũi Họng

STT: 990. Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm.

Phê duyệt tại Quyết định 1316/QĐ-SYT ngày 12/02/2014 của Giám đốc Sở y tế Hà Giang về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh được thực hiện tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện.

Tại mục: XX. Nội soi can thiệp

B. Tai mũi họng

STT: 08. Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán

*** Chỉ định:**

- Nội soi chẩn đoán các bệnh vùng thanh, khí, phế quản.
- Hút rửa khí phế quản.
- Sinh thiết khối u khí phế quản.
- Lấy bệnh phẩm khí phế quản (nhuộm soi, nuôi cấy, kháng sinh đồ dịch rửa khí phế quản)

2. Triển khai các xét nghiệm sinh hóa, huyết học trên hệ thống máy mới

*** Đối với máy sinh hóa tự động 800 test/giờ** (có cấu hình và thông số thiết bị kèm theo):

- Model máy chính: Vitros 4600
- Hãng sản xuất: Ortho clinical Diagnostics (a Johnson & Johnson company)
- Xuất xứ: Mỹ

*** Đối với máy xét nghiệm huyết học tự động** (có cấu hình và thông số thiết bị kèm theo):

- Model máy chính: Pentra DX Nexus
- Hãng sản xuất: Horiba ABX SAS
- Xuất xứ: Pháp

*** Đối với máy xét nghiệm đông máu tự động** (có cấu hình và thông số thiết bị kèm theo):

- Model máy chính: Sta compact max
- Hãng sản xuất: Diagnostica Stago
- Xuất xứ: Pháp

Trên đây là những nội dung về việc triển khai một số dịch vụ kỹ thuật mới. Phòng TCKT phối hợp với phòng Công nghệ thông tin và truyền thông cập nhật kỹ thuật dịch vụ mới vào hệ thống phần mềm Bệnh viện. Đề nghị các khoa căn cứ hướng dẫn chỉ định phù hợp, nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh và triển khai dịch vụ từ ngày 08/8/2016

Nơi nhận:

- Ban giám đốc;
- Website Bệnh viện;
- Lưu VT, KHTH.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Vũ Hùng Vương